



**ZERTIFIKAT**  
**CERTIFICATE**

Prüfbescheinigung  
Testing Certificate

Registrier-Nr. / Registered No.: **3510.00300.P02**

Zeichen des Antragstellers Reference of Applicant	Antragsdatum Date of Application 21.06.2018	Aktenzeichen File Reference 3510.00300	Prüfbericht Nr. Test Report No. 3510.00300.B01	gültig bis valid until 13.01.2020
--	---	--	--	---

Hiermit wird bestätigt, dass das nachfolgend genannte Produkt die Forderungen der aufgeführten Prüfgrundlagen erfüllt.

*We hereby certify that the product mentioned below meets the requirements of the testing base specified.*

Hersteller:  
Manufacturer name

QUANTIFOIL Instruments GmbH  
Löbstedter Str. 101, 07749 Jena

Erzeugnis, Typ:  
Product, type

Thermoschüttler BioShake iQ  
Artikel.-Nr.: 1808-0506  
SN: 11060

Technische Beschreibung:  
Technical description

Spannung: 24 V DC  
Masse: 2,8 kg

Nennstrom: 4,5 A  
Schutzart: IP20

Transportabel mit Gerätesteckvorrichtung, geeignet für den Dauerbetrieb.

Anwendungsbereich: Laboratorien, entsprechend Herstellerangaben

Prüfgrundlagen:  
Tested according to

DIN EN 61010-1:2011-07, DIN EN 61010-2-051:2016-02,  
DIN EN 61010-2-010:2015-05, DIN EN 61326-1:2013-07  
DIN EN 55011:2017-03

Dieses Zertifikat bestätigt das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prüfung vorgelegten Erzeugnismuster. Es stellt kein allgemeingültiges Urteil über die Eigenschaften der Erzeugnisse aus der laufenden Fertigung dar. Dieses Zertifikat gilt daher nicht für Produkte, die vom vorgelegten Erzeugnismuster abweichen oder wenn sich die Prüfgrundlagen ändern. Auch wenn sich vorstehend genannte Produkte nicht ändern, wird mit o.g. Gültigkeitsdatum dieses Zertifikat automatisch ungültig. Es berechtigt nicht zur Führung eines Prüfzeichens oder des Logos des TÜV Thüringen. Eine Veröffentlichung dieses Zertifikates ist ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle nicht gestattet. Hinsichtlich der o.g. grundlegenden Anforderungen und zu berücksichtigender Prüfgrundlagen gilt für die Erzeugnisse der laufenden Produktion die aktuelle Rechtslage zum Zeitpunkt ihres Inverkehrbringens.


*This certificate confirms the result of a nonrecurring testing of the presented object sample. It does not give a general judgement about the quality of the products of the current production.*

*This certificate is not valid from there for products which deviate from the submitted production sample or if the test basis changes. Even it points as afore specified do not change, this certificate becomes automatically invalid with above mentioned date of validity. It does not legitimate to use a test mark or the logo of TÜV Thüringen. The publishing of that certificate needs the written approval of the testing centre. Regarding the afore mentioned basic requirements and testing specifications to consider, the products of the current fabrication have to comply with the legal situation up-to-date by its time of placing on the market.*

Arnstadt, 14.01.2019

TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG  
Prüfstelle für Gerätesicherheit  
Ichtshäuser Str. 32  
99310 Arnstadt  
Tel.: 03628 / 598 370  
Fax: 03628 / 598 371  
[gs@tuev-thueringen.de](mailto:gs@tuev-thueringen.de)  
Prüflaboratorium u. Zertifizierungsstelle



  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Riess  
Sachverständiger